

医学参考 无线视觉规范

Android v1.0

前言

- 1. 本视觉规范用于医学参考 Android v1.0 版本。
- 2. 设计稿基于 Android 720x1280 屏幕尺寸设计。
- 3. 此规范中标注的字体为设计稿中使用字体,开发时随系统适配为默认字体。

01. 标准色 colors

主色 辅色



HEX #09bb07

RGB 9 187 7

主色

用于强调性文字、线框按钮、标签和 icon。



HEX #1aad19

RGB 26 173 25

主色

用于色块按钮,如问诊页面中的"采集"按钮和相关页面中的长条按钮。



HEX #546a96

RGB 84 106 150

辅色

用于重要文字信息、学术圈姓名和 icon。



HEX #ff3c32

RGB 255 60 50

辅色

用于消息提示、删除和退出等警示性颜色。

01. 标准色 colors

黑色 灰色

HEX #313131 RGB 49 49 49	深灰 用于主要文字、标题性文字和重要描述性内容。
HEX #666666 RGB 102 102 102	暗灰 用于背景性标题文字。
HEX #9c9c9c RGB 156 156 156	灰 用于填写性名称和次级辅助性内容。
HEX #bcbcbc RGB 188 188 188	中灰 用于不可点击辅助性文字和时间提示。
HEX #dcdcdc RGB 220 220 220	浅灰 用于描边、分割线、icon 和占位性提示内容。
HEX #eeeeee RGB 239 239 244	亮灰 用于背景色

在 Android 设计稿中使用的字体 中文:思源黑体,英文/数字/字符:Helvetica Neue

	样式	字号	建议行距	使用场景
重要	医学参考	36рх	44px	导航标题、消息列表名称
	医学参考	32px	42px	列表型菜单(弹窗)、长条按钮、通栏按钮、 右上角文字按钮、聊天会话。
— 約5	医学参考	30px	40px	段落文本和辅助信息(如: 医院、消息描述等)
	医学参考	26px	36рх	背景标题名称、类"添加"按钮。
较弱	医学参考	24px	34px	辅助信息,如时间。
	医学参考	20px	30px	次要辅助信息。

03. 图标 icon

功能型图标 代表可操作的某些功能,并包含默认、触摸、选中三种状态。

默认 48px









选中



48px













03. 图标 icon

示意型图标 用于指示无需用户操作等信息






04. 按钮 button

重要按钮

执行重要操作吸附在屏幕底部的按钮,如登录、确定等; 固定高度为88px,宽度根据页面具体情况而定。


警示按钮

执行重要操作吸附在屏幕底部的按钮,如删除好友、群组等; 固定高度为88px,宽度根据页面具体情况而定。



04. 按钮 button

一般按钮 执行常规操作的按钮,根据不同场景存在不同样式和状态。通用尺寸 120px*56px*5px 字号 26px



选择 用于单选或多选



开关 用于开启或关闭功能



圆形进度指示器 用于页面加载和下拉刷新



线形进度指示器

线形进度指示器应始终从 0% 到 100% 显示,绝不能从高到低 反着来。如果一个队列里有多个正在进行的操作,使用一个进度 指示器来指示整体的所需要等待的时间。这样,当指示器达到 100% 时,它不会返回到 0%再重新开始。

线形进度条应该放置在页眉或某块区域的边缘。

搜索 用于搜索时的文字输入




标签 用来显示有关联的分组内容

一组标签至少包含 2 个选项卡并且不多于 6 个选项卡。 标签控制的显示内容的定位要一致。 选项卡中当前可见内容要高亮显示。 标签应该归类并且每组选项卡中内容顺序相连。



提示框 用于提示用户做一些决定,或是完成某个任务时需要的一些其它额外的信息。





提示框用于提示用户做一些决定,或是完成某个任务时需要的一些其它额外的信息。


该通告会通知全部群成员,是否发布?

取消 发布

删除联系人


将联系人晨秋雨删除,将同时删除与该联系人的聊天记录。

取消 删除




提示框用于提示用户做一些决定,或是完成某个任务时需要的一些其它额外的信息。






字号: 1、标题 40px 2、内容 32px 3、按钮 32px

动作面板适用于需要用户选择,并进行操作的情景。






选择器 提供了一个简单的方法来从一个预定义集合中选取单个值。






页面布局



导航栏



标签栏



列表 频道、学科类型





列表 联系人、通讯录类型






消息列表






搜索医生、列表字段





列表菜单






06. 布局

信息流





layout

07. 其他 other

消息提示 用于显示新消息和数量



群组头像 100*100*8, # dddee0

